



**PPT**

(precision pathology technique)

---

# 广州市粤斌医学研究有限公司

## WB 检测实验报告



### 一、主要试剂和仪器：

TGL-16台式高速冷冻离心机、VE-180A 微型垂直电泳和转移槽、TS-1 脱色摇床、 X 射线摄影暗匣和暗室灯

### 二、实验操作：

总蛋白提取和定量、WB 操作（SOS-PAGE的制备、样品准备、加样、电泳、切胶、转膜、膜的封闭、一抗过夜孵育、洗膜、二抗孵育、洗膜、ECL 化学发光、显影、定影、扫描或拍照）（具体步骤见实验报告）

### 三、实验结果：

胶片进行扫描，用 JS-680A 自动凝胶成像分析仪器中 SensiAnsys 软件进行目的条带的灰度分析。具体灰度值和图片见 WORD 电子版。

广州市粤斌医学研究有限公司